



Myo Munchee BEBE

6 - 18 mesi

Questo Munchee è adatto a tutti i bebè dai 6 ai 18 mesi.

Se il tuo bambino ha quasi 18 mesi, ti consigliamo di iniziare con Munchee Bebe per poi continuare con MyoMunchee Mini dopo i primi 6 mesi di utilizzo.



Myo Munchee MINI

18 mesi - 4 anni

Questo Munchee è adatto ai bambini dai 18 mesi ai 4 anni di età.

Anche i bambini intorno ai 5 anni possono utilizzare il Myo Munchee Mini in caso di:

- Denti affollati
- Frenulo labiale o linguale corto
- Respirazione orale
- Problemi di selettività alimentare



Myo Munchee JUNIOR

4 - 8 anni

Questo Munchee è adatto ai bambini dai 4 agli 8 anni di età.

Il Myo Munchee Junior potrebbe essere adatto anche per bambini di 9 anni in caso di:

- Respirazione orale
- Basso tono muscolare facciale
- Denti affollati
- Frenulo linguale o labiale corto



Myo Munchee TWEEN

8 - 14 anni e adulti con mascelle strette

Questo Munchee è progettato per bambini dagli 8 anni in su. La superficie di supporto dei molari può essere rimossa (in caso i molari non fossero ancora spuntati).

Questa misura potrebbe essere adatta anche per adulti in caso di:

- Mascella stretta
- Muscoli facciali ipotonici
- Respirazione orale
- Posizione di riposo della lingua scorretta
- Frenulo linguale o labiale corto

Il passaggio alla taglia da adulto avviene solitamente tra i 12 e i 14 anni.



Myo Munchee ADULT

Dai 14 anni in su

Adatto alla maggior parte degli adulti, può essere utilizzato anche da bambini dai 12 anni in su che abbiano una distanza tra i canini di circa 35-40 mm.

Fai riferimento alle misure riportate nella tabella a seguito per assicurarti di usare la taglia corretta.

Il tuo bambino ha esigenze speciali?

Per i bambini con bisogni speciali, si consiglia l'utilizzo di una taglia più piccola di Myo Munchee, in modo da facilitarne l'inserimento e la manipolazione. Questo a causa di due caratteristiche che si presentano frequentemente in questa popolazione:

- Basso tono orale nelle labbra, nella lingua o nelle guance, spesso associato ad un eccesso di salivazione e sbavatura
- Difficoltà nel mantenimento di una corretta posizione di riposo della lingua o assenza di un corretto schema di deglutizione

Guida alle taglie MyoMunchee in base alla distanza tra i canini

BEBE	MINI	JUNIOR	TWEEN	ADULT
Solo se consigliato da un medico!	N/A Basarsi sull'età	30 - 35mm	33 - 37mm	35 - 40mm

